




Call **1.800.FAST.NEB**
or visit us online
at **www.PARI.com**



REMEMBER
REPLACE YOUR REUSABLE
NEBULIZER CUP EVERY SIX MONTHS

1. Most health insurance companies pay for a new PARI Reusable Nebulizer every 6 months
2. Maintain fast & efficient treatments
3. Bacterial contamination can be reduced[†]



Llame al **1.800.FAST.NEB**
o visite **www.PARI.com**

El aire que genera el compresor
vaporiza la solución medicinal en
pequeñas partículas respirables.

El compresor crea un
flujo de aire que atraviesa
una manguera hasta llegar
al nebulizador.

NEBULIZADOR

La válvula cuenta con un
sistema que **mejora la aspiración**
y la administración del aerosol, lo
que permite aprovechar la solución
medicinal al máximo.

COMPRESOR

RECUERDE

**DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE SU NEBULIZADOR
REUTILIZABLE CADA SEIS MESES.**

1. La mayoría de las compañías de seguro médico cubren el costo de un nebulizador reutilizable PARI nuevo cada seis meses
2. Tratamientos rápidos y eficaces
3. Puede reducirse la contaminación bacterial[†]

[†]Lester, Mary K. Nebulizer Use and Maintenance by Cystic Fibrosis Patients:
A Survey Study. *Respiratory Care* 2004; 49(12): 1504-1508.